



**KOSTEN SPAREN
DURCH WENIGER NEUKAUF!**

Eine hochwertige, nicht zur Veränderung führende Instrumentenreparatur stellt die wirtschaftliche Alternative zum Neukauf bzw. Reparaturaustausch dar. In Zusammenarbeit mit unsere Partnern reparieren wir gemäß QM OP-Instrumentarium, Endoskope, Kaltlichtkabel, Druckluftschläuche u.v.m.

Reparatur von Ultraschallsonden

Sparen Sie bis zu 60% gegenüber einem Neukauf. Wir reparieren Standard- und TEE-Sonden aller gängigen Hersteller. Wir garantieren eine schnelle Bearbeitung, Kostenvoranschlag, ggf. Leihsonde und Abholservice.

In den meisten Fällen kann die teure Anschaffung neuer Geräte durch eine fachgerechte Reparatur von Bestandsgeräten vermieden werden. Aus Kundensicht ist dies eine kostengünstige und ressourcenschonende Lösung.

Das sind wir

Seit über 30 Jahren beliefert die HIMED GmbH Arztpraxen, Kliniken, medizinische Fachhändler, Apotheken & Sanitätshäuser mit Medizinprodukten.

Mit der Intermed an unserer Seite bieten wir Ihnen ein deutlich größeres Artikelsortiment und Dienstleistungsportfolio als bisher. Ihre Ansprechpartner in unserem Kompetenzzentrum in Münster stehen Ihnen nach wir vor gern zur Verfügung.

Auf Wunsch erstellen und führen wir Ihr Bestandsverzeichnis für Sie und überwachen Ihre Termine fristgerecht.

Bitte richten Sie Ihre Anfragen direkt an unsere Spezialisten von der HIMED.

HIMED® INTERMED
Ein Unternehmen der Intermed

HIMED MEDICAL PRODUCTS GMBH

Buldernweg 57
48163 Münster
Tel.: +49 (0)251 78 90 90
Fax: +49 (0)251 78 90 95 1
www.himed.de
info@himed.de

HIMED® INTERMED
Ein Unternehmen der Intermed

Verlängern Sie kosteneffizient die Lebensdauer Ihrer Geräte.



**Endoskop
Service**

**Ultraschall-Sonden
Reparaturen**



www.himed.de



Schnelle Reparatur

Bei der Reparatur von Endoskopen zählt vor allem die Qualität, aber auch die Schnelligkeit, so dass ein reibungsloser Betrieb in Ihrer Praxis gewährleistet ist



Leihgeräte-Service

Für Sie kostenlos, soweit verfügbar



Werterhalt

Durch Wartung und Reparatur



Persönliche Beratung

Abwicklung so einfach wie möglich



Zeitersparnis

Schnelle Rückgabe der reparierten Geräte



Endoskop Service

Wir bieten Ihnen Reparaturen von Endoskopen jeglicher Hersteller (Olympus, Pentax, Fujion ect. an. Bei Erteilung eines Reparaturauftrages ist das Leihgerät, soweit verfügbar, für Sie kostenlos. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle und schnelle Lösung.

Einige Reparaturbeispiele

- Risse am distalen Abwinkelgummi
- Bisschäden am Schlundrohr
- Austausch der Lichtleiter
- Defekte Tasten am Handstück
- Instandhaltung und Wartung

Verkauf von Gebrauchtgeräten mit Garantie



Ultraschall-Sonden Reparaturen

Wir bieten Ihnen Sondenreparaturen jeglicher Art an. Bei Erteilung eines Reparaturauftrages ist die Leihsonde, soweit verfügbar, für Sie kostenlos. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle und schnelle Lösung.

Defekte Sondenbeschichtung und Gehäuseschäden

- Risse in der Oberfläche
- Ablösung durch mechanische Beanspruchung
- Verschleiß durch Gebrauch und Desinfektion
- Gehäusebrüche nach Sturz
- Verschleiß durch Ultraschallgel

Knickschutz- und Kabelbrüche

- Defekte Isolierung an Tülle und Kabel
- Ablösung der Tülle vom Sondengehäuse

Steckerelektronik

- Beseitigung von eingedrungener Flüssigkeit
- Austausch fehlerhafter elektronischer Komponenten

Unser Tipp:

Neugeräte u.v.m. erhalten Sie über unsere Muttergesellschaft Intermed. Wir beraten Sie gern oder besuchen Sie den Onlineshop unter www.intermed.de



Eine Reparatur erhöht Leistung und Nutzungsdauer Ihrer Endoskopie-Geräte!

Anfragen direkt & schnell per Telefon:
0251 - 78 90 90

