



## HEINE DELTA® 20 T Dermatoskop.

Das Ergebnis von 70 Jahren herausragender Entwicklungs- und Fertigungskompetenz!

**Feiern Sie mit uns und nutzen Sie dieses Angebot!**



**LED in HQ**  
LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

## Hochwertige Bilder und diagnostische Flexibilität

• **HEINE Präzisionsoptik**

Das hochwertige achromatische Optiksyste<sup>m</sup> liefert gestochen scharfe und hochaufgelöste Bilder in 10- bis 16-facher Vergrößerung.

• **LED in HQ**

Präzise Diagnose dank getreuer Farbwiedergabe. Rot ist rot, blau ist blau.

• **BETA4 Ladegriffe**

Mit neuester Li-ion Technologie, jetzt auch mit USB-Ladeoption verfügbar.

• **„Toggle“-Funktion**

Zum Umschalten zwischen polarisiertem und nicht-polarisiertem Beleuchtungsmodus.



**Bestellen Sie eines der aufgeführten Sets bis zum 31. Oktober 2016 bei teilnehmenden Vertriebspartnern und Sie erhalten den entsprechenden VORTEILSBONUS\* gutgeschrieben.**

**\*100,- Euro VORTEILSBONUS** erhalten Sie beim Tausch eines Tascheninstruments wie z.B. dem HEINE mini 2000 oder einem vergleichbaren Mitbewerberprodukt.

**200,- Euro VORTEILSBONUS** erhalten Sie beim Tausch eines Standard-Instruments wie z.B. dem HEINE DELTA 10/20 oder einem vergleichbaren Mitbewerberprodukt.

**Gültig vom 01.07.2016 bis 31.10.2016 und ausschließlich bei teilnehmenden HEINE Vertriebspartnern. Gilt auch für defekte Geräte.**

	Art.-Nr.	Preis in Euro zzgl. MwSt
<b>Set A: DELTA 20 T Dermatoskop mit BETA 4 NT Ladegriff und NT 4 Tisch-Ladegerät</b> inkl. Kontaktscheibe Ø 23 mm mit Skalenmarkierung, 10 ml Dermatoskopie-Öl, Dermatoskopie-Kompendium und Hartschalenetui	301847	1.251,80
<b>Set B: DELTA 20 T Dermatoskop mit BETA 4 USB Ladegriff, USB Kabel und Steckernetzteil</b> inkl. Kontaktscheibe Ø 23 mm mit Skalenmarkierung, 10 ml Dermatoskopie-Öl, Dermatoskopie-Kompendium und Griffablage 	301848	1.047,60
<b>Set C: DELTA 20 T Dermatoskop mit BETA Batteriegriff (2,5V)</b> inkl. Kontaktscheibe Ø 23 mm mit Skalenmarkierung, 10 ml Dermatoskopie-Öl, Dermatoskopie-Kompendium und Hartschalenetui	301783	945,40
<b>Set D: DELTA 20 T Dermatoskop mit BETA L Li-ion Ladegriff</b> (wiederaufladbar mit NT 300 Tisch-Ladegerät) inkl. Kontaktscheibe Ø 23 mm mit Skalenmarkierung und Dermatoskopie-Kompendium	301849	1064,50



**LED HQ**  
LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

Ihr Fachhändler

**INTERMED  
SERVICE**

[www.intermed.de](http://www.intermed.de)

DELTA 20 T Dermatoscope  
mit BETA 4 USB Batteriegriff

