

SARS-CoV-2 (COVID 19): Produktübersicht Antigen Teste

Bei klinischem Verdacht auf eine SARS-CoV-2 Infektion und bei Kontaktpersonen der Kategorie I sind PCR-Verfahren in Laboren das diagnostische Mittel der Wahl und sollten - wenn verfügbar - vorrangig veranlasst werden. Corona-Schnellteste dagegen können direkt am Point of Care durchgeführt werden und so die Labore entlasten. Diese Antigen Teste bieten wir Ihnen:



Name	SARS-CoV-2 Antigentest	Panbio™ COVID-19 Ag	Clinitest® COVID-19 Rapid Antigen	Cleartest® Corona Antigen		
Hersteller	Roche	Abbott	Siemens Healthineers	Servoprax		
Testergebnisse	15-30 Minuten	15 Minuten	15 Minuten	15 Minuten		
Sensitivität	96,52 %	91,4 % (94,1% für Proben mit Ct-Werten ≤ 33)	96,72 %	96,50 %		
Spezifität	99,68 %	99,8 %	99,22 %	99,50 %		
Probendurchführung	Nasen-Rachenabstrich	Nasen-Rachenabstrich	Nasen-Rachenabstrich	Nasen-Rachenabstrich		
BfArM-Listung	ja	ja	ja	ja		
Wichtige Hinweise	Vereinfachte Testdurchführung mit weniger Arbeitsschritten.	Negative Testergebnisse schließen eine SARS CoV-2 Infektion nicht aus und dürfen nicht als alleinige Grundlage für eine weitere Behandlung oder andere Managemententscheidungen herangezogen werden.	Der CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test unterscheidet nicht zwischen SARS-CoV und SARS-CoV-2.	Test zeigt nur Vorhandensein von SARS-CoV-2 Antigenen in der Probe an, sollte nicht als alleiniges Kriterium für die Diagnose von SARS-CoV-2-Infektionen verwendet werden. Ergebnisse sollten nur in Verbindung mit anderen klinischen Befunden aus anderen Labortests und Bewertungen berücksichtigt werden.		
Lieferumfang	25 Teststreifen, 25 Extraktionspuffer-Behälter, 25 Spenderkappen, 25 sterile Tupfer, Folie zur Abdeckung der Teststreifen bei Durchführung im Freien, Gebrauchsanleitung, Kurzanleitung	25 Testkassetten in Folienbeutel mit Trockenmittel, Puffer (1 x 9 ml/Fläschchen), 25 Extraktionsröhrchen und 25 Deckel, Positivkontrolltupfer, 1 Negativkontrolltupfer, 25 Sterilisierte nasopharyngeale Tupfer zur Probenahme, Ständer für Röhrchen, Kurzanleitung (Nasopharyngeal), Gebrauchsanweisung	20 Testkassetten, 2 Fläschchen mit Extraktionspufferlösung, 20 sterile Wattestäbchen, 20 Extraktionsröhrchen und Spitzen, 1 Workstation, Packungsbeilage	Testkassetten, sterile Tupfer, Extraktionsröhrchen mit Extraktionspuffer, Arbeitsstation, Gebrauchsanweisung		
Stückzahl je Packung	1 x 25	1 x 25	1 x 20	1 x 20	1 x 50	1 x 100
Best.-Nr.	187335	187336	187338	187341	187342	187343
Preis	€ 250,00	€ 160,00	€ 197,00	€ 187,70	€ 446,15	€ 815,40
Preis pro Test	€ 10,00	€ 6,40	€ 9,85	€ 9,38	€ 8,92	€ 8,15