

NEU



**GEHEN SIE AUF NUMMER SICHER**  
... mit den neuen Medibox® Entsorgungsbehältern





- Bruchbeständig, durchdringfest und standfest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß der Vorgaben der DIN EN ISO 23907
- Große Öffnung für die Entsorgung medizinischer Instrumente
- Frei haltender Deckel durch leichtes Einrasten in offener Position
- Temporär verschließbar mit einer Hand
- Permanent endverschließbar durch Druck auf die gekennzeichneten Druckstellen auf dem Deckel der Boxen 2,4 L, 4,7 L und 5,7 L; Endverschluss ist hör- und fühlbar
- Permanenter Endverschluss der 0,7 Liter-Box erfolgt durch Umklappen der Lasche am Klappdeckel und Eindrücken in die vorgesehene Öffnung im Deckelboden
- Kennzeichnung des maximalen Füllstandes auf dem Deckel bzw. direkt auf der Box
- Autoklavierbar bei 134° für bis zu 18 Minuten (gilt nicht für die Medibox® 0,7 Liter)
- Zertifiziert nach ADR2015, 2008/68/EC und ISO 23907 (gilt nicht für die Medibox® 0,7 Liter)
- Erfüllt die Anforderungen an Abfallbehältnisse gemäß TRBA 250

### FÜR DIE ENTSORGUNG VON

1. Kanülen mit Luer- oder Luer-Lock-Ansatz
2. Penkanülen
3. verschiedenen scharfen und spitzen medizinischen Instrumenten
4. Halterung für Schutzkappen von Penkanülen

Medibox® 0,7 L

Medibox® 2,4 L – 5,7 L



Um den Anwenderfilm zur Medibox® direkt auf Ihrem Handy anzusehen sowie Informationen zum Produkt zu erhalten, einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und einer geeigneten Reader-Applikation einscannen und zur Website gelangen.

Produkt	Totales Volumen	Maximales Füllvolumen	Abmessungen (L/B/H) Deckel (L/B) Boden	Art.-Nr.	PZN	VE	Preis*/Stück	Ihre Bestellung (in Stück)
Medibox® 0,7 L	0,7 Liter	0,6 Liter	11,4 x 7,4 x 13 cm 10,5 x 6,5 cm	221131	05368615	1 x 1	2,40 €	
Medibox® 2,4 L	2,4 Liter	2 Liter	15,1 x 15,1 x 20 cm 11 x 11 cm	221910	13847399	1 x 1	2,95 €	
Medibox® 4,7 L	4,7 Liter	3,9 Liter	19 x 19 x 20,5 cm 15 x 15 cm	221911	13847376	1 x 1	4,15 €	
Medibox® 5,7 L	5,7 Liter	4,8 Liter	19 x 19 x 25,7 cm 13,9 x 13,9 cm	221963	13847382	1 x 1	3,45 €	

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

\* zzgl. MwSt.

Absender: Name/Adresse/Praxisstempel

X

# INTERMED

ISG Intermed Service GmbH & Co. KG  
 Freefax 0800 0850-114  
 shop.intermed.de