

## Holz-Mundspatel

---

- unsteril
  - glatte Oberfläche und abgerundeten Enden
  - bruchstabil, splitterfrei
  - Abmessung: 17 x 150 mm ( $\pm 2$  mm)
  - Stärke: 1,6 mm ( $\pm 2$  mm)
- 

### Anwendungsbereiche / Handhabung

- Hilfsmittel zur Untersuchung /  
Inspektion der Mundhöhle und des Rachenraums
- zur äußeren Anwendung

### Zusammensetzung

Birkenholz

### Allgemeine Sicherheitshinweise

Leicht entflammbar!

Nicht in der Nähe starker Hitze und offener Flammen verwenden!

### Lagerung

trocken lagern

### Qualitätssicherung

CE-Kennzeichnung, Medizinprodukt der Klasse I

### Lieferformen

100 Stück (VE/Karton)  
PZN 06143545

Best.-Nr.: 100321

