

Ultra-Gel

INTERMED
S E R V I C E



KONTAKTMITTEL FÜR DIE ULTRASCHALLDIAGNOSTIK

Unter Vakuumbedingungen hergestellt, dadurch mikroblasenfrei und akustisch präzise für einen breiten Frequenzbereich.

Frei von Aldehyden, Parfum, Farbstoffen und UV-Stabilisatoren.

ANWENDUNG

Nur äußerlich!

LAGERBEDINGUNGEN

Behälter dicht geschlossen, trocken und dunkel lagern.
Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
Lagerung zwischen 0°C und 25 °C

HALTBARKEIT

Nach Anbruch ist das Gel bei sachgerechter Lagerung bis zu 12 Monate haltbar.

INHALTSSTOFFE (INCI)

AQUA, CARBOMER, SODIUM HYDROXIDE,
PROPYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL,
METHYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ETHYLPARABEN,
PROPYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN

SICHERHEITSHINWEIS

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren!

LIEFERFORMEN

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| • 250 mL-Flasche | Best-Nr: 140624 |
| • 5 L Kanister | Best-Nr: 140613 |
| • 5 L Cubitainer + Leerflasche | Best-Nr: 140614 |