

Elast Wundpflaster

INTERMED
S E R V I C E



PRODUKTBESCHREIBUNG

Weißer, längs- und querelastischer Wundschnellverband, mit mittig aufgesetzter, saugfähiger Kompresse. Luft- und wasserdampfdurchlässig durch sehr offenporiges Trägermaterial.

Idealer Sitz bei Gelenkwunden durch hohe Elastizität des Trägervlieses. Beschichtet mit hautfreundlichem Polyacrylat-Kleber. Wirtschaftliche Wundversorgung durch 5m-Rolle (einzeln verpackt in Spenderbox). Latexfrei.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG


Trägermaterial: weißes, elastisches und sehr anpassungsfähiges Polyestervlies

Kleber: Polyacrylat-Kleber, wellenförmig aufgetragen, hypoallergen

Kompresse: 100% Viskose, Polyesternetz, um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden

LIEFERFORMEN

Best.-Nr	Größe	Kompressengröße	VE	PZN
128000	5 m x 4 cm	2,0 cm	1 Stück	02671000
128001	5 m x 6 cm	2,5 cm	1 Stück	02671017
128002	5 m x 8 cm	3,5 cm	1 Stück	02671023



LAGERUNG

Trocken und vor Sonne geschützt.
10 °C - 25 °C



CE