



PRODUKTBESCHREIBUNG


Elastischer Netzschlauchverband, geeignet für Verbandfixierung aller Art. Schneller und schmerzfreier Verbandwechsel durch einfaches und vielseitiges Anlegen. Wirtschaftlich für den Anwender, laufmaschenfest und salbenresistent. Vom kleinen Finger bis zu großen Extremitäten. Angenehme Trageigenschaften durch große Luftdurchlässigkeit und sehr hautverträglich durch hohen Baumwollanteil.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Baumwolle: 57%
Polyamid: 31%
Elasthan: 12%

TECHNISCHE DATEN

Größe	Anwendungsgebiet	Breite	Dehnung	Stäbchen
A 1	Finger, Zehen	14 mm	1,0 - 9 cm	18
A	Arme, Füße, Hände Kinderbeine	20 mm	2,1 - 19 cm	30
B	Beine, Oberschenkel, Oberarm, Füße	26 mm	3,1 - 27 cm	36
C	Kopf, Schulterpartien, Kinderrümpfe	36 mm	5,1 - 45 cm	60
D	mittlerer bis großer Rumpf	52 mm	6,3 - 57 cm	80



LIEFERFORMEN

Best.-Nr.	Größe	VE	PZN
128300	25 m x 1,4 cm Gr. A 1	1 Stück	02631779
128301	25 m x 2,0 cm Gr. A	1 Stück	02634720
128302	25 m x 2,6 cm Gr. B	1 Stück	02635412
128303	25 m x 3,6 cm Gr. C	1 Stück	02639628
128304	25 m x 5,2 cm Gr. D	1 Stück	02639835

