

## Flex

### Dauerelastische Kompressionsbinde mit kurzem Zug

**Baumwolle: 52%**

**Polyamid: 47%**

**Polyurethan: 1%**

Dauerelastische Kompressionsbinde mit kurzem Zug, rohweiß.  
Die ideale Verbindung der Vorzüge textilelastischer mit dauerelastischen Binden, für dauerhafte Kompression bei einer Dehnung von ca. 85%. Hoher Baumwollanteil, porös, atmungsaktiv, webkantig.

### Technische Daten

	Sollwert	Toleranz / Mindestwert
Breite	4 cm / 6 cm / 8 cm	+ 5 mm / - 5 mm
	10 cm / 12 cm	+ 8 mm / - 8 mm
	15 cm / 20 cm	+ 10 mm / - 10 mm
Länge gedehnt	5 m	4,70 m
%-Dehnung	80%	70%
Gewicht	4 cm	19,1 g
	6 cm	28,2 g
	8 cm	37,3 g
	10 cm	46,5 g
	12 cm	56,5 g
	15 cm	72,5 g
	20 cm	97,4 g
Durchmesser gerollt	5,0 cm	+ 3 mm / - 3 mm

### Lieferformen

10x Flex	5 m x 4 cm	PZN 02734545	Best-Nr: 128323
10x Flex	5 m x 6 cm	PZN 02735361	Best-Nr: 128324
10x Flex	5 m x 8 cm	PZN 02737578	Best-Nr: 128325
10x Flex	5 m x 10 cm	PZN 02737609	Best-Nr: 128326
10x Flex	5 m x 12 cm	PZN 02738081	Best-Nr: 128327
10x Flex	5 m x 15 cm	PZN 02738106	Best-Nr: 128328
10x Flex	5 m x 20 cm	PZN 02738112	Best-Nr: 128329

