

Haft glatt latexfrei

INTERMED
S E R V I C E



PRODUKTBESCHREIBUNG

Haftende, latexfreie und kohäsive Fixierbinde für die Fixierung von Wundverbänden und Nachbehandlung von Distorsionen. Diese hautfreundliche, luftdurchlässige Binde haftet durch eine latexfreie Beschichtung nur auf sich selbst. Sie ist rutschfest, daher ideal für Verbände an vielbewegten Körperteilen.
Dehnung ca. 100 %

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Viskose: 39%
Polyamid: 61%
latexfreie Beschichtung
mit eingelegtem Papierstreifen

LIEFERFORMEN

weiß

Best.-Nr.	Größe	VE / Karton	PZN
128060	20 m x 6 cm	36	10944297
128061	20 m x 8 cm	36	10944305
128062	20 m x 10 cm	18	10944311

rot

Best.-Nr.	Größe	VE / Karton	PZN
128063	20 m x 4 cm	36	10944328
128064	20 m x 6 cm	36	10944334
128065	20 m x 8 cm	36	10944340

blau

Best.-Nr.	Größe	VE / Karton	PZN
128066	20 m x 4 cm	36	10944357
128067	20 m x 6 cm	36	10944386
128068	20 m x 8 cm	36	10944392



CE