

Haft glatt weiß/color

INTERMED
S E R V I C E



PRODUKTBESCHREIBUNG

Haftende Mullbinde mit glatter Oberfläche für die Fixierung von Wundverbänden und Nachbehandlung von Distorsionen. Diese hautfreundliche, luftdurchlässige Binde haftet durch eine Latexbeschichtung nur auf sich selbst. Sie ist rutschfest, daher ideal für Verbände an vielbewegten Körperteilen.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Baumwolle: 39%
Polyamid: 61%
mit Latexbeschichtung

LIEFERFORMEN

weiß

Best.-Nr.	Größe	VE / Karton	PZN
128164	20 m x 4 cm	36	2492817
128165	20 m x 6 cm	36	2554352
128166	20 m x 8 cm	36	2550035
128167	20 m x 10 cm	18	2550041
128168	20 m x 12 cm	18	2494472

rot

Best.-Nr.	Größe	VE / Karton	PZN
128145	20 m x 4 cm	36	2472252
128146	20 m x 6 cm	36	2549871
128147	20 m x 8 cm	36	2549888
128241	20 m x 10 cm	18	2472269

blau

Best.-Nr.	Größe	VE / Karton	PZN
128148	20 m x 4 cm	36	2472275
128149	20 m x 6 cm	36	2549894
128150	20 m x 8 cm	36	2549902
128151	20 m x 10 cm	18	2549977



CE