



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertig konfektioniertes Injektionspflaster in verschiedenen Größen in einer platzsparenden Entnahmebox. Hautfreundlich durch hypoallergenen Polyacrylat-Kleber. Wasserabweisende Oberfläche.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Trägermaterial: Polyethylen-Folie
Kleber: hypoallergener Polyacrylat-Kleber
Kompressen: 100% Viskose, Polyesternetz um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN


Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. „**First in - first out**“.

QUALITÄTSSICHERUNG

EU-Richtlinie 93 / 42 / EWG

KLASSIFIZIERUNG

Medizinprodukt der Klasse 1



LIEFERFORMEN

Best.-Nr.	Größe	VE	PZN
128008	1 x 4 cm	400 Stück	02641022
128009	2 x 6 cm	200 Stück	02670992

SONDERANFERTIGUNGEN (auf Anfrage)

in 100-er Boxen (z.B. für den Apothekenvertrieb)

