

Kurzzugbinde hautfarbig

Textilelastische Kompressionsbinde mit kurzem Zug und Verbandklammer

100% Baumwolle

Textilelastische Kompressionsbinde mit kurzem Zug und Verbandklammer (latexfrei). Für chronisch-venöse Insuffizienz, bei primärer und sekundärer Varikose, Verödung, Ödem, Thrombophlebitis, Phlebothrombose, postoperative Versorgung nach Venenoperationen.

Reine Baumwolle, Dehnung ca. 80%. Webkantig, porös, atmungsaktiv, hautfreundlich.

Qualitätsstandard

CE-Kennzeichnung, Medizinprodukt der Klasse I

Lieferformen

10x Kurzzugbinde hautfarbig	5 m x 6 cm	PZN 02549782	Best-Nr: 128132
10x Kurzzugbinde hautfarbig	5 m x 8 cm	PZN 02549807	Best-Nr: 128133
10x Kurzzugbinde hautfarbig	5 m x 10 cm	PZN 02549799	Best-Nr: 128134
10x Kurzzugbinde hautfarbig	5 m x 12 cm	PZN 02472039	Best-Nr: 128135

