

# Mull glatt



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochelastische Mullbinde zum Fixieren von Wundkompressen o.ä. mit glatter Oberfläche und Webkante. Angenehmer Tragekomfort für den Patienten durch sehr weiche, anschmiegsame und luftdurchlässige Binde.

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Zellwolle: 40%  
Polyamid: 60%

## TECHNISCHE DATEN

	Sollwert	Toleranz / Mindestwert
Breite	4 cm / 6 cm / 8 cm	+ 5 mm / - 5 mm
	10 cm / 12 cm	+ 8 mm / - 8 mm
Länge gedehnt	4 m	3,8 m
%-Dehnung	115%	90%
Gewicht	4 cm	4,5 g
	6 cm	6,8 g
	8 cm	9,1 g
	10 cm	11,4 g
	12 cm	13,6 g
Durchmesser gerollt	3,5 cm	+ 3 mm / - 3 mm

## LIEFERFORMEN

Best.-Nr.	Größe	VE	PZN
128100	4 m x 4 cm	20 Stück	02550360
128101	4 m x 6 cm	20 Stück	02550377
128103	4 m x 8 cm	20 Stück	02552169
128105	4 m x 10 cm	20 Stück	02553186
128107	4 m x 12 cm	20 Stück	02472045
128102	4 m x 6 cm	100 Stück	02552152
128104	4 m x 8 cm	100 Stück	02552318
128106	4 m x 10 cm	50 Stück	02554168

