

Mullkompressen steril / unsteril

- steril / unsteril
 - sofort einsatzbereit
 - 8-fach
 - trocken und vor Sonne geschützt lagern (10°C - 30°C)
-

- Gebrauchsfertige Mullkompressen aus Verbandmull EN 14079
- 100% Baumwolle
- 17-fädig, mit ES = eingeschlagenen Schnittkanten und guter Saugfähigkeit
- Zur äußeren Wundversorgung von sezernierenden, verunreinigten Wunden

Haltbarkeit

5 Jahre ab Herstellung

Qualitätssicherung

CE-Kennzeichnung, Medizinprodukt der Klasse I (unsteril),
Medizinprodukt der Klasse Is (steril)

Lieferformen

steril

Packung 25 x 2 Stück	5,0 x 5,0 cm	PZN 02720359	Best-Nr: 128034
Packung 25 x 2 Stück	7,5 x 7,5 cm	PZN 02720365	Best-Nr: 128035
Packung 25 x 2 Stück	10 x 10 cm	PZN 02721382	Best-Nr: 128036

unsteril

Packung à 100 Stück	5,0 x 5,0 cm	PZN 02709286	Best-Nr: 128038
Packung à 100 Stück	7,5 x 7,5 cm	PZN 02720307	Best-Nr: 128039
Packung à 100 Stück	10 x 10 cm	PZN 02720336	Best-Nr: 128040

