

Mullkompressen - 8-fach steril

INTERMED
S E R V I C E



PRODUKTBESCHREIBUNG

Gebrauchsfertige Mullkompressen aus Verbandmull EN 1479, 100% Baumwolle, 17-fädig, mit ES = eingeschlagenen Schnittkanten und guter Saugfähigkeit.
Zur äußeren Wundversorgung von sezernierenden, verunreinigten Wunden.

ANWENDUNG

Zur äußeren Anwendung.

GEWICHT

17-fädig: 23,0 g/m²

LAGERUNG

Trocken und vor Sonne geschützt.
10°C - 30°C

LIEFERFORMEN

Best.-Nr.	Größe	VE	PZN
128034	5,0 x 5,0 cm	Packung 25 x 2 Stück	02720359
128035	7,5 x 7,5 cm	Packung 25 x 2 Stück	02720365
128036	10 x 10 cm	Packung 25 x 2 Stück	02721382
128037	10 x 20 cm	Packung 25 x 2 Stück	02724564



STERILE EO



CE