

# Mullkompressen - 8-fach unsteril

**INTERMED**  
**S E R V I C E**



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Gebrauchsfertige Mullkompressen aus Verbandmull EN 1479, 100% Baumwolle, 17-fädig, mit ES = eingeschlagenen Schnittkanten und guter Saugfähigkeit.  
Zur äußeren Wundversorgung von sezernierenden, verunreinigten Wunden.

## ANWENDUNG

Zur äußeren Anwendung.

## GEWICHT

17-fädig: 23,0 g/m<sup>2</sup>

## HALTBARKEIT

5 Jahre ab Herstellung.

## LAGERUNG

Trocken und vor Sonne geschützt.  
10°C - 30°C

## LIEFERFORMEN

| Best.-Nr. | Größe        | VE                  | PZN      |
|-----------|--------------|---------------------|----------|
| 128038    | 5,0 x 5,0 cm | Packung à 100 Stück | 02709286 |
| 128039    | 7,5 x 7,5 cm | Packung à 100 Stück | 02720307 |
| 128040    | 10 x 10 cm   | Packung à 100 Stück | 02720336 |
| 128041    | 10 x 20 cm   | Packung à 100 Stück | 02720342 |



CE