

Sensitive Wundpflaster

INTERMED
S E R V I C E



PRODUKTBESCHREIBUNG

Hautfarbener Wundschnellverband, latexfrei, mit mittig aufgesetzter Spezialwundkomresse, die nicht mit der Wunde verklebt. Hautfreundlich durch Polyacrylat-Kleber. Wirtschaftliche Wundversorgung durch 5m-Rolle (einzeln verpackt im Spenderkarton). Trägermaterial atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG


Trägermaterial: hautfarbenes Wetlaid Non-Woven (Vliesmaterial)
Kleber: Polyacrylat-Kleber wellenförmig aufgetragen, hypoallergen
Komresse: 100% Viskose, Polyesternetz, um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden

LAGERUNG

Trocken und vor Sonne geschützt
10°C - 25°C

LIEFERFORMEN

Best.-Nr	Größe	Kompressengröße	VE	PZN
128003	5 m x 4 cm	2,0 cm	1 Stück	02671046
128004	5 m x 6 cm	2,5 cm	1 Stück	02671052
128005	5 m x 8 cm	3,5 cm	1 Stück	02671081



CE