

Tupfer unsteril

INTERMED
S E R V I C E



PRODUKTBESCHREIBUNG

Gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus Verbandmull, 20-fädig, 100% Baumwolle, runde Form.

Zur äußeren Wundversorgung, Wundreinigung, Blutabsorption und Sekretaufnahme.

ANWENDUNG

Zur äußeren Anwendung.

HALTBARKEIT

5 Jahre ab Herstellung.

GEWICHT

20-fädig: 27,0 g/m²

LAGERUNG

Trocken und vor Sonne geschützt
10°C - 30°C



LIEFERFORMEN

Best.-Nr.	Größe	VE	PZN
128050	haselnussgroß Gr. 1, 10 x 10 cm	500 Stück	02671276
128051	walnussgroß Gr. 2, 15 x 16 cm	500 Stück	02671282
128052	pflaumengroß Gr. 3, 20 x 20 cm	500 Stück	02671299
128053	eigroß Gr. 4, 25 x 26 cm	500 Stück	02671307
128054	extragroß Gr. 5, 30 x 40 cm	250 Stück	02671514



CE