

Desinfektionsschaum Set

DESINFEKTIONSSCHAUM + PRAXISTUCH (22 x 33 cm, schwachsaugend)

INTERMED
S E R V I C E



CHARAKTERISTIKA

- geeignet für Acrylglas
- alkoholfrei
- aldehyd- und phenolfrei

ANWENDUNGSBEREICHE / HANDHABUNG

Gem. MPG: Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen, nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidrichtlinie: Zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art

Zur Verwendung in Intermed Desinfektions-Schaumspender (Best.-Nr.: 210805). Schaum partiell auf Flächen auftragen und bis zur vollständigen Benetzung verteilen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit Intermed Praxistuch (Best.-Nr.: 210807) nachwischen.

ZUSAMMENSETZUNG

wirksame Bestandteile in 100 g Lösung:
Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl - C12 - 16 - alkyldimethyl-, Chloride 0,5 g;
Didecyldimethylammoniumchlorid 0,25 g.

MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT

- bakterizid
- levurozid
- begrenzt viruzid (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren inaktivierend)

KONZENTRATION UND EINWIRKZEITEN

konz. 1 min

LISTUNG UND ZULASSUNG

baua: Reg-Nr. N - 48680
VAH / DGHM-gelistet

BESONDERE HINWEISE

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

LIEFERFORMEN

2 x 200 mL-Spenderflasche, 1 x 50 Praxistücher
Best.-Nr.: 210801